

# Apps for Diabetespatienter



Hjælp og forklaring til install og setup af  
Dexcom G7, glooko og FreeStyle Libre 2-systemet

## Trin et:

### Download apps

- ① Download G7-appen fra App Store eller Google Play.
- ② Download Glooko-appen fra App Store eller Google Play eller få adgang via webappen my.glooko.com

## Trin to:

### Opret en konto/log ind på Dexcom og Glooko

- ① Opret en **Dexcom-konto** i din G7-app eller log ind med dit brugernavn og adgangskode til din eksisterende Dexcom-konto, hvis du har en i forvejen. Hvis du er under 18 år, skal du oprette en konto til mindreårige.
- ② Opret en **Glooko-konto** i Glooko mobilappen eller webappen, eller log ind med dit brugernavn og din adgangskode på din eksisterende Glooko-konto.

#### Loginoplysninger – min Dexcom-konto

Lone Hansen  
E-mail adresse / Brugernavn

Brugernavn, konto til mindreårig

Password (6-20 tegn, mindst et tal, ingen specialtegn eller mellemrum)

#### Brugernavn – min Glooko-konto

email (som skal bruges ved login på Glooko)  
E-mail (=brugernavn, bruges ved login)

Password (bruges ved login). OBS! Hvis du vil forbinde en mindreårig persons konto til Glooko, skal du indtaste den mindreåriges Dexcom kontos brugernavn og adgangskode Dexcom-kontoens e-mailadresse.

# Om oprettelse af Dexcom G7 konto

Det vigtige og der hvor fejl kan opstå er ved oprettelse og login på **glooko**

Check først konto for Dexcom.

Bemærk at der er **to** felter E-mail adresse / **Brugernavn**

Det nederste skal, som vist på billede, udfyldes med ens eMail, Og det er den der efterfølgende skal bruges ved login på **glooko**.

Bemærk om password:

8-20 tegn. Kun alfanumeriske tegn og mindst et af hvert (minusker, versaler og tal).

[Glemte adgangskode?](#)[Har du ikke en konto? Registrer](#)

## Om opsætning af Glooko

(efter at konto er oprettet i Dexcom)



Du skal her bruge den identitet (brugernavn og adgangskode), der er anvendt ved oprettelse af Dexcom konto.

Og det er mailen i det nederste brugernavnfelt der skal anvendes.

### Om Dexcom til Glooko

[Hvordan tilslutter jeg min Dexcom-konto med Glooko?](#) For mobil

[Tilslut din Dexcom-konto via Glooko-webappen](#) for iPad/PC

For Glooko logon, brug E-mail (brugernavn) og Adgangskode fra Dexcom.

[Overførelse af data fra Dexcom 6 til Glooko-konto](#)

# Det cloudbaserede datahåndteringsystem FreeStyle 'LibreView'

**FreeStyle LibreView og Dexcom G6/G7 er to forskellige systemer til overvågning af blodsukker og diabetespleje.**

**Her er en sammenligning af FreeStyle LibreView og Dexcom G6:**

- **Målemetode:**

- **FreeStyle LibreView:** FreeStyle LibreView bruger en flash glukosemåler, der måler blodsukkerniveauet ved at scanne en sensor, der er fastgjort på huden. Det er en "scan for at måle" -teknologi.
- **Dexcom G6:** Dexcom G6 er en kontinuerlig glukosemonitor (CGM) og måler blodsukkeret kontinuerligt uden behov for manuelle scanninger. Data overføres trådløst til en modtager eller en mobilapp.

- **Dataudveksling og tilgængelighed:**

- **FreeStyle LibreView:** Data fra FreeStyle LibreView-enheden kan overføres til en computer og analyseres via en webbaseret applikation.
- **Dexcom G6:** Dexcom G6-data kan overføres trådløst til en mobilapp eller en modtager, hvilket giver realtidsadgang til blodsukkerdata.

- **Alarmer og varsler:**

- **FreeStyle LibreView:** Den ældre version af FreeStyle Libre (FSL) har ikke alarmer eller varsler for høje eller lave blodsukkerniveauer. Den nye version, FreeStyle Libre 2, har indbyggede alarmer.
- **Dexcom G6:** Dexcom G6 har indbyggede alarmer, der kan indstilles til at advare brugeren ved høje og lave blodsukkerniveauer.

- **Sensorbrugstid:**

**FreeStyle LibreView:** Sensorerne til FreeStyle Libre kan normalt bruges i op til 14 dage.

**Dexcom G6:** Sensorerne til Dexcom G6 er beregnet til at blive båret i op til 10 dage.

**Integration med andre enheder og systemer:**


Begge systemer kan integreres med forskellige insulinpumper og mobile enheder for at give omfattende diabetespleje.

Valget mellem FreeStyle LibreView og Dexcom G6 afhænger af den enkelte diabetiker og deres specifikke behov. Begge systemer har deres egne fordele og ulemper, så det er vigtigt at konsultere med en sundhedsperson eller endokrinolog for at afgøre, hvilken der passer bedst til ens individuelle situation.

DexcomG6

START HER

Opsæt



Telefonnummeret 70 28 10 24 som oplyses på siden virker, og man er meget hjælpsom (selvoplevet)

Dexcom

CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING

[Downloads and Guides | Dexcom](#)

For både G6 og G7

Tryk på linket

